

# Tour for Life

## Discover Cardiac Surgery

- Fecha: 26 de mayo de 2023
- Lugar: XX Congreso Societat Catalano-Balear de Cirugía Cardíaca

### Agenda - 26 de mayo de 2023

Horario	Actividad
<b>09:00-11:15</b>	Puertas abiertas
11:15-12:45	<b>Taller 1: Reparación de la válvula mitral y tricúspide</b>  Formación de reparación quirúrgica de las válvulas mitral y tricúspide, incluida la revisión de la anatomía (corazón de cerdo), demostración de canulación e implantación en wetlab de anillos con suturas estándar y COR-KNOT®* (a petición).
11:15-12:45	<b>Simuladores Endoscópicos - Reparación Mitral</b>  Cirugía mínimamente invasiva de la válvula mitral, mediante simuladores SURT.
13.00-14.30	<b>Taller 2: Reparación de la válvula mitral y tricúspide</b>  Formación de reparación quirúrgica de las válvulas mitral y tricúspide, incluida la revisión de la anatomía (corazón de cerdo), demostración de canulación e implantación en wetlab de anillos con suturas estándar y COR-KNOT®* (a petición).

## ¡REGÍSTRATE!

Regístrate en el siguiente link:

[https://medtronic.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV\\_eburMe9tRxxkqy2O](https://medtronic.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eburMe9tRxxkqy2O)

¡no hace falta registrarse para las puertas abiertas!

Horario	Actividad
13.00-14.30	<p><b>Simuladores Endoscópicos - Reparación Mitral</b></p> <p>Cirugía mínimamente invasiva de la válvula mitral, mediante simuladores SURT.</p>
<b>14:30 -15:30</b>	<b>Comida</b>
15:30-17:00	<p><b>Taller 3: Procedimiento OPCAB</b></p> <p>OPCAB &amp; MICS CABG: Selección de pacientes, enfoque de equipo, preparación del procedimiento, demostraciones de los estabilizadores tisulares OPCAB &amp; MICSCABG, posicionadores cardíacos y accesorios (retractores, derivaciones) para aprender consejos y trucos importantes para la cirugía Off Pump CABG.</p>
17:30-19:00	<p><b>Taller 4: Fibrilación auricular - Ablación quirúrgica.</b></p> <p>Procedimiento paso a paso del tratamiento quirúrgico concomitante de la Fibrilación Auricular. Taller para poner en práctica la técnica de ablación y crear lesiones con Cardioblate™ de radiofrecuencia irrigada.</p> <p>Simulador del Gemini-S para observar el procedimiento de tratamiento quirúrgico aislado de la Fibrilación Auricular.</p>

## ¡REGÍSTRATE!

Regístrate en el siguiente link:

[https://medtronic.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV\\_eburMe9tRxkqy2O](https://medtronic.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eburMe9tRxkqy2O)

¡no hace falta registrarse para las puertas abiertas!